

# CARRELLI MULTIFUNZIONE E PER EMERGENZA COMPACT KART

## COMPACT KART ALLUMINIO

Carrelli multifunzione e per emergenza in alluminio di alta qualità dalle caratteristiche superiori.

- piano di lavoro in polimero ad alta resistenza con bordo perimetrale per contenimento liquidi.
- struttura in profilo d'alluminio estruso con trattamento superficiale di ossidazione argento che offre una maggiore leggerezza, resistenza e affidabilità.
- maniglie ergonomiche in acciaio inox integrate su entrambi i lati per consentire la massima manovrabilità.

2 cassette piccoli:  
430x425xh 60 mm  
1 cassetto medio:  
430x425xh 130 mm  
2 cassette grandi:  
430x425xh 200 mm

**weiko®**  
health base



45660  
45661



45660



45662

2 cassette piccoli: 580x425xh 60 mm  
1 cassetto medio: 580x425xh 130 mm  
2 cassette grandi: 580x425xh 200 mm



45662

### • 45660 COMPACT KART - blu

Dimensioni: 605x655xh 970 mm. Portata statica massima: 150 kg

### • 45661 CASSETTI SUPERIORI

### • 45662 MEDI KART - blu

Dimensioni: 605x805xh 970 mm. Portata statica massima: 200 kg


### • 45663 CASSETTI SUPERIORI

2 cassette piccoli: 430x425xh 60 mm  
1 cassetto medio: 430x425xh 130 mm  
2 cassette grandi: 430x425xh 200 mm



45665

Porta bombola  
adatto a bombole  
Ø 120-150 mm,  
altezza massima  
700 mm



45666



45667

2 cassette medi: 580x425xh 130 mm  
2 cassette grandi: 580x425xh 200 mm



45668

### • 45665 EMERGENCY COMPACT KART - 5 cassette - rosso

### • 45666 EMERGENCY COMPACT KART - 4 cassette - arancione

Dimensioni: 605x655xh 970 mm

Portata statica massima: 150 kg

Fornito con asta porta flebo a 4 ganci, ripiano porta defibrillatore e porta bombola.

L'asta porta flebo ha un "antigancio accidentale", carico 2 kg per gancio, in acciaio cromato.

### • 45667 EMERGENCY MEDI KART - 5 cassette - rosso

### • 45668 EMERGENCY MEDI KART - 4 cassette - arancione

Dimensioni: 605x805xh 970 mm

Portata statica massima: 200 kg

Fornito con asta porta flebo a 4 ganci, ripiano porta defibrillatore e porta bombola doppia.

L'asta porta flebo ha un "antigancio accidentale", carico 2 kg per gancio, in acciaio cromato.