

POLTRONE PER PODOLOGIA



- **28025 POLTRONA ELETTRICA PODOLOGIA - 3 motori - blu**
Poltrona con controllo elettrico per regolare l'altezza, lo schienale e i poggiatesta in modo indipendente mediante un pedale. La testiera può essere inclinata e i braccioli sono regolabili. Portata massima: 170 kg. Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz. Dimensioni: 186x56x58/59 cm
peso: 83 kg peso lordo: 96 kg
- **45232 SGABELLO - blu**
- **45242 SGABELLO CON SCHIENALE - blu**



- **28020 POLTRONA PODOLOGIA - meccanica - bianca**
Questa poltrona si può alzare, abbassare e ruotare su se stessa. I braccioli e i poggiatesta sono regolabili. La base tonda solida assicura la massima stabilità. Dimensioni: 170x57x54/68 cm. Portata massima: 170 kg. Peso: 46 kg.
- **45231 SGABELLO - bianco**
- **45241 SGABELLO CON SCHIENALE - bianco**
- Altri sgabelli: vedere a pagina 115.

RIUNITI GAMMA PER PODOLOGIA



- **28030 RIUNITO GAMMA 1 - 61x45xh 77 cm - piccolo**
 - **28031 RIUNITO GAMMA 3 - 108x45xh 77 cm - grande**
- Mobili dotati di piano antigraffio, cassetti ed ante appositamente studiati per la conservazione allo stato sterile di utensili e accessori. Muniti di ruote piroettanti alla base consentono di essere spostati con facilità per favorire la massima ergonomia e praticità di utilizzo. Un cavo elettrico consente l'allacciamento alla presa di rete per fornire l'alimentazione elettrica al vano germicida e ad alcune prese di corrente. Alimentazione: 220 V - 50/60 Hz. Produzione italiana.

	DIMENSIONI				vano germicida	scomparto grande
	riunito 28030	riunito 28031	piano 28030	piano 28031		
Lunghezza:	61 cm	108 cm	61 cm	108 cm	28 cm	28 cm
Larghezza:	45 cm	45 cm	45 cm	42 cm	38 cm	28 cm
Altezza:	77 cm	77 cm			4 cm	15 cm

DOTAZIONE STANDARD

- Maniglie in acciaio satinato
- Scomparto germicida con pannello frontale in vetro temperato e spegnimento automatico al momento dell'apertura
- Grande scomparto con ripiano estraibile (per micromotore)
- Supporto porta lampada Ø 12,6 mm adatto alla lampada LED con lente (30737)
- 1 presa per portalampana
- 1 presa interna per micromotore
- 1 porta manipolo per micromotore
- 4 (28030) o 3 (28031) cassetti a scorrimento
- 1 (28030) o 2 (28031) ampi scomparti con anta
- 1 cassetto per bottiglie
- 4 rotelle