

## LAMPAD E INGRANDENTI A LUCE FREDDA - 3 DIOTTRIE

### GIMANORD

Lente di ingrandimento auto illuminante, a luce fredda fluorescente, 3 diottrie (0,75 X). Ideale per dermatologia, è dotata di una lente d'ingrandimento biconvessa di 120 mm in vetro ottico. La luce fredda permette un uso prolungato. Schermo di protezione della luce in policarbonato. Disponibile anche con supporto a muro. Dispositivo medico Classe I.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Tipo di illuminazione               | fluorescente     |
| Consumo                             | 22 W             |
| Vita lampadina                      | 6.000 hours      |
| Intensità luce a 50 cm              | 550 lux          |
| Temperatura di colore               | 4.550 °K         |
| Diametro esterno del riflettore     | 230 mm           |
| Incremento temperatura a 1 m        | 0 °C             |
| Norme                               | IEC-60601-2-41   |
| Marchi                              | CE 93/42         |
| Peso                                | 7 kg             |
| Alimentazione V-Hz                  | 220-240 V, 50 Hz |
| Movimentazione braccio su piantana: |                  |
| min-max                             | 60-180 cm        |



| Codice GIMA                    | LAMPAD E INGRANDENTI                   |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| 30750                          | GIMANORD da tavolo - con morsetto      |
| 30751                          | GIMANORD su carrello                   |
| RICAMBI E SISTEMI DI FISSAGGIO |                                        |
| 30767                          | Circolina fluorescente - 22 W          |
| 30771                          | Copertura in plexiglass                |
| 30769                          | Carrello - ricambio (A) - base Ø 61 cm |
| 30774                          | Connettore da parete (B)               |
| 30775                          | Connettore da rotaia con morsetto (C)  |
| 30776                          | Connettore da tavolo (D)               |



## LAMPAD E INGRANDENTI A LED - LENTE A 5 DIOTTRIE

• 30737 LAMPADA INGRANDENTE A LED LUPA - carrello  
• 30739 LAMPADA INGRANDENTE A LED LUPA - da tavolo con morsetto  
Lampade a LED, di concezione intelligente con luce fredda e ingrandimento di 5 diottrie. Generano una luce senza ombre. La base con 5 rotelle e il braccio articolato consentono uno spostamento facile. Manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE. Dispositivo medico Classe I. Produzione europea.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Tipo illuminazione:             | 80 LED - HF 8 W       |
| Diottrie:                       | 5                     |
| Lente:                          | Ø 12,7 cm             |
| Temperatura di colore:          | 6.500 °K              |
| Tensione operativa:             | 230 V - 50 Hz         |
| Classe I                        |                       |
| Sicurezza elettrica:            | UNI EN 60601-1 (1990) |
| Compatibilità elettromagnetica: | EN 60601-1-2 (1993)   |
| Durata lampada:                 | 40.000 ore            |



## LAMPADA INGRANDENTE A LED - LENTE A 3 DIOTTRIE

### • 30736 LAMPADA INGRANDENTE DERMALED

Lampada a LED con luce fredda, lente d'ingrandimento 3 diottrie e regolazione della luminosità. Disponibile con carrello molto stabile a 5 rotelle e un braccio articolato per facilitare i movimenti e il fissaggio della lampada. Produzione cinese.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Tipo illuminazione:     | LED                  |
| Voltaggio:              | 8 W                  |
| Diottrie:               | 3 (vetro grande)     |
| Temperatura di colore:  | 8.000-9.000 °K       |
| Intensità luce a 20 cm: | 2.000 lux            |
| Tensione operativa:     | 100-240 V - 50/60 Hz |
| Peso netto/lordo:       | 10-12 kg             |

