

CARRELLI EMERGENZA

CARRELLI EMERGENZA - piccolo e standard

Carrello professionale con struttura in acciaio verniciato e finiture esterne in plastica. Fornito con 4 cassetti, un cestino laterale, un vassoio laterale estraibile sul lato sinistro, asta porta flebo, supporto defibrillatore (vassoio in plexiglass), porta bombole ossigeno fino a 5 litri (retro) e 2 rotelle in gomma antistatica.

- 27479 CARRELLO EMERGENZA - piccolo 67x64xh 100 cm
- 27471 KIT DIVISORIO CASSETTI per 27479 (cassetto 45 cm)
- 27482 CARRELLO EMERGENZA - standard 82x64xh 100 cm
- 27472 KIT DIVISORIO CASSETTI per 27482 (cassetto 60 cm)

SIGILLI MONOUSO

- 27473 SIGILLI MONOUSO - conf. da 100
- 27474 SIGILLI MONOUSO NUMERATI - conf. da 100

CARRELLO EMERGENZA PICCOLO



CARRELLO EMERGENZA STANDARD



CARRELLI MULTIFUNZIONE KS

CARRELLI MULTIFUNZIONE: BASIC, MEDICAZIONE, EMERGENZA

Carrelli professionali in due dimensioni (piccolo e standard) e 3 modelli (Basic, Medicazione e Emergenza).

- carrello rivestito con polveri epossidiche antimicrobiche con serratura a sigilli (Emergency) o a chiave (Basic e Dressing)
- pannello superiore con bordini sui 4 lati e scomparto integrato
- cassetti su guide con cuscinetti a sfere con sistema di fermo corsa

- maniglia integrata
- 4 rotelle piroettanti Ø 125 mm - 2 antistatiche (solo 45688/9) e con blocco
- contenitore laterale da 15 l con coperchio e porta cateteri (solo versioni Basic e Medicazione)
- dimensioni: piccolo 760x714xh 1'022 mm
standard 911x704xh 1'075 mm

Lato dotato di contenitore per rifiuti da 15 l con coperchio e porta cateteri

45680



Dispenser con palo contenente 11 cassettoni

45685



Retro con ampio scomparto per l'ossigeno e binario in acciaio con ganci

Lato dotato di contenitore per rifiuti da 15 l con coperchio

45689



45681

2 cassetti piccoli: 600 x h 75 mm
2 cassetti medi: 600 x h 151 mm
1 cassetto grande: 600 x h 228 mm

Piano scrittura

Contenitore laterale con 4 vassoi

45684



3 cassetti medi: 450 x h 151 mm
1 cassetto grande: 450 x h 228 mm

Piano scrittura

Contenitore laterale con 4 vassoi

45689



2 cassetti piccoli: 600 x h 75 mm
2 cassetti medi: 600 x h 151 mm
1 cassetto grande: 600 x h 228 mm

- 45680 CARRELLO BASIC - piccolo
- 45681 CARRELLO BASIC - standard

- 45684 CARRELLO MEDICAZIONE - piccolo
 - 45685 CARRELLO MEDICAZIONE - standard
- Il carrello medicazione è fornito con cassetto superiore contenente 11 cassettoni

- 45688 CARRELLO EMERGENZA - piccolo
 - 45689 CARRELLO EMERGENZA - standard
- Il carrello emergenza è fornito con un porta defibrillatore girevole e asta porta flebo regolabile in altezza con 2 ganci.