



BTL-08 Spiro Pro system

spirometro portatile

Lo spirometro desktop BTL-08 Spiro Pro garantisce confortevoli e professionali operazioni grazie al suo ampio touch screen a colori. Il sistema offre la possibilità di utilizzare una stampante termica o esterna con carta comune, oltre ad una diagnosi che comprende un'accurata interpretazione automatica.

N. Ordine
C08SP.002v400



principali caratteristiche

- Spirometro da tavolo portatile
 - Sensori disinfettabili e boccagli in plastica tra gli accessori standard
 - Stampante integrata con carta 112mm
 - Stampa economica su comune stampante laser esterna
 - Ampio display touch screen a colori per facile ed efficace operatività
 - Visualizzazione in tempo reale del flusso di uscita e grafico del tempo
 - Molteplici curve sovrapposte nel grafico del volume di flusso
 -
 - Selezione automatica del migliore test con correzione manuale
 - Broncospasmodico & broncodilatazione tests
 - Incoraggiamento pediatrico
 - Interpretazione automatica (Enright, BTS, ATS)
 - Correzione BTPS automatica
 - Protocollo di uscita configurabile
 - Forced spirometry: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Lung age
 - Spirometria a riposo: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC
 - Massima ventilazione volontaria: MVV, MVVf, MRf
 - Valori di riferimento: ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS, Perreira – Brazil, LAM, Gore – Australia, Zapletal 1977
 - Il modulo spirometria è disponibile per i modelli BTL-08 ECG (BTL-08 LC Plus, BTL-08 LC, BTL-08 LT Plus, BTL-08 LT, e BTL-08 MT Plus)
-