




TAVOLI SERVITORI E TAVOLI DEGENZA

Overbed tables


MADE IN ITALY

Tavoli servitori

Overbed tables



D 121

Tavolo servitore
Overbed table

Realizzato in tubo di acciaio cromato/verniciato a sezione quadra. Smontabile. Piano servitore in materiale plastico termoformato con bordi di contenimento ed impronte per bottiglia, bicchiere e posate. Regolabile in altezza, lunghezza e posizione a leggio. Base con 4 ruote Ø 50 mm. di cui 2 con freno indipendente. Dimensioni 70x44x76/113h. cm.

Made of chrome plated/epoxy gloss finish square steel tube. Knock-down construction. Serving tray made of thermo-formed plastic material with containing edges and bottle, glass, cutlery holder. Tilttable and sliding serving tray with manual height adjustment. Base with four Ø 50 mm. castors two of which independent brake. Dimensions 70x44x76/113 h. cm.



D 131

Tavolo servitore
Overbed table

Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciato a sezioni differenziate. Smontabile. Piano in ABS termoformato con bordi di contenimento liquidi, antimacchia, lavabile e sanificabile. Regolabile in altezza e lunghezza. Basamento stampato in ABS rinforzato. 4 ruote gemellari Ø 65 mm. di cui 2 con freno e ruote paracolpi. Dimensioni 70x49x102/118h. cm.

Made of different sections epoxy gloss finish steel tube. Knock-down construction. Serving tray made of thermo-formed ABS with no spill borders, anti-stain, washable and sanitizable. Height and length adjustable. Base fitted with ABS moulded support with four twin castors Ø 65 mm. two of which with brake and four round bumpers. Dimensions 70x49x102/118h. cm.



D 132

Tavolo servitore
Overbed table

Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciato a sezioni differenziate. Smontabile. Piano in ABS termoformato con bordi di contenimento liquidi, antimacchia, lavabile e sanificabile. Regolabile in altezza e lunghezza e ripiegabile verticalmente. Basamento stampato in ABS rinforzato. 4 ruote gemellari Ø 65 mm. di cui 2 con freno e ruote paracolpi. Dimensioni 75x49x102/118h. cm.

Made of different sections epoxy gloss finish steel tube. Knock-down construction. Serving tray made of thermo-formed ABS with no spill borders, anti-stain, washable and sanitizable. Height and length adjustment and vertically folding. Base fitted with ABS moulded support with four twin castors Ø 65 mm. two of which with brake and four round bumpers. Dimensions 75x49x102/118h. cm.



D 133

Tavolo servitore
Overbed table

Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciato a sezioni differenziate. Smontabile. Piano in ABS termoformato con bordi di contenimento liquidi, antimacchia, lavabile e sanificabile. Regolabile in altezza, lunghezza e posizione a leggio. Basamento stampato in ABS rinforzato. 4 ruote gemellari Ø 65 mm. di cui 2 con freno e ruote paracolpi. Dimensioni 70x49x102/118h. cm.

Made of different sections epoxy gloss finish steel tube. Knock-down construction. Serving tray made of thermo-formed ABS with no spill borders, anti-stain, washable and sanitizable. Height and length adjustable and bookrest position. Base fitted with ABS moulded support with four twin castors Ø 65 mm. two of which with brake and four round bumpers. Dimensions 70x49x102/118h. cm.



D 141

Tavolo servitore
Overbed table

Piano realizzato in materiale plastico termoformato con bordi di contenimento. Struttura portante e colonna realizzate in tubo di acciaio cromato/verniciato. Base in alluminio pressofuso a 4 razze con ruote Ø 50 mm. di cui 2 con freno indipendente. Piano regolabile in lunghezza e in altezza a mezzo volantino. Dimensioni 65x50x83/113h. cm.

Serving tray made of thermoformed plastic material with containing edges. Tray supporting frame and telescopic column made of chrome plated/epoxy gloss finish steel tube. Moulded aluminium base fitted with four Ø 50 mm. castors two of which independent brake. Sliding top and height adjustment. Dimensions 65x50x83/113h. cm.



D 161

Tavolo a ponte
Overbed table

Realizzato in tubo di acciaio verniciato Ø 25x2 mm. Piano superiore in laminato plastico stratificato spessore 9 mm. Completo di due ruote piroettanti Ø 60 mm. Dimensioni 116x43x92h. cm.

Made of varnished steel tube Ø 25x2 mm. Serving top made of stratified plastic laminate 9 mm. thick. Complete with Ø 60 mm. castors. Dimensions 116x43x92h. cm.



D 125

Tavolo servitore
Overbed table

Tavolo servitore regolabile in altezza. Struttura in acciaio verniciato. Piano servitore in materiale sintetico lavabile. Base in acciaio con 4 ruote piroettanti di cui due con freno. Dimensioni 90x45x72/113h. cm.

Overbed table adjustable in height. chrome plated/epoxy gloss finish steel tube. Serving tray in washable synthetic material. Steel shaft with 4 swivel casters, two with brake. Dimensions 90x45x72/113h. cm.



D 102

Vassoio
Tray

Piano in materiale plastico termoformato con bordi di contenimento ed impronte per bottiglie, bicchiere e posate. Gambe pieghevoli in acciaio zincato. Dimensioni 42x65x35h. cm.

Serving tray made of thermo-formed anti-shock plastic material with containing edges and bottle, glass, cutlery holder. Folding legs made of zinc-plated steel tube. Dimensions 42x65x35h. cm.

Tavoli

Tables

Serie D 200

Tavoli
Tables



Struttura portante costruita in profilato di acciaio verniciato in epossidico al forno a 200°.

Piani disponibili nelle seguenti versioni:

- in laminato plastico stratificato, spessore 9 mm. con angoli arrotondati.
- in agglomerato di legno spessore 20 mm. rivestito in laminato plastico. Angoli arrotondati. Bordo perimetrale in ABS spessore 3 mm. con spigoli arrotondati.

Gambe smontabili realizzate in tubo quadro di acciaio verniciato sezione 35x35 mm. complete di tappi in materiale plastico antiacido.

Accessori a richiesta:

- cassetto in lamiera stampata scorrevole su guide completo di maniglia anti-trauma.
- frontalino per cassetto con stessa finitura del piano.

Frame made of epoxy gloss finish steel tube.


Tops are available in the following versions:

- stratified plastic laminate top, 9 mm. thick, with rounded corners.
- wood particle board top 20 mm. thick covered by plastic laminate with rounded corners.
- Knock-proof ABS border 3 mm. thick with rounded edges.

Demountable legs made of epoxy gloss finish steel tube square section 35x35 mm. complete with plastic feet.


Accessories on request:

- epoxy gloss finish sheet steel drawer sliding on guides complete with anti-trauma handles.
- front drawer as top finishing.



Piano in laminato plastico stratificato, spessore 9 mm. con angoli arrotondati.

Stratified plastic laminate top, 9 mm. thick, with rounded corners.



Piano in agglomerato di legno rivestito in laminato plastico. Angoli arrotondati, bordo perimetrale in ABS spessore 3 mm. con spigoli arrotondati.

Wood particle board top covered by plastic laminate with rounded corners. Knock proof ABS border 3 mm. thick with rounded edges.

Tavoli Serie D 200 / Tables			
	dimensioni cm. dimensions cm.	piano in laminato plastico stratificato 9 mm. stratified plastic laminate top, 9 mm. thick	piano rivestito in laminato plastico bordo ABS sp. 3 mm. plastic laminate covered top, ABS border 3 mm.
Tavolo quadrato Square table	90x90x78h 100x100x78h	D 205 D 206	D 215 D 216
Tavolo rettangolare Rectangular table	90x60x78h 120x60x78h	D 207 D 208	D 217 D 218
Cassetto in lamiera verniciata Epoxy gloss finish sheet drawer	A senza frontalino without front	B con frontalino stessa finitura piano with front as top finishing	C con frontalino stessa finitura piano with front as top finishing

Serie D 300

Tavoli
Tables



I tavoli della Serie D 300 possono essere combinati in una vasta gamma di modelli. I Piani sono disponibili nelle seguenti versioni:

- in agglomerato di legno spessore 20 mm. rivestito in laminato plastico. Angoli arrotondati. Bordo perimetrale in ABS spessore 3 mm. con spigoli arrotondati.

Gambe smontabili complete di piedini regolabili in altezza, disponibili nelle seguenti versioni:

- in tubo tondo di acciaio verniciato Ø 60 mm. colori nero e grigio.
- in tubo tondo di acciaio cromato Ø 60 mm.


D 300 Series tables allow a wide choice of models and combination.

Tops are available in the following versions:

- *wood particle board top 20 mm. thick covered by plastic laminate with rounded corners. Knock proof ABS border 3 mm. thick with rounded edges.*

Demountable legs complete with adjustable plastic feet are available in the following versions:

- *legs made of epoxy gloss finish steel tube round section Ø 60 mm. colours black and grey.*
- *legs made of chrome plated steel tube round section Ø 60 mm.*



Piano in agglomerato di legno rivestito in laminato plastico. Angoli arrotondati, bordo perimetrale in ABS spessore 3 mm. con spigoli arrotondati.

Wood particle board top covered by plastic laminate with rounded corners. Knock proof ABS border 3 mm. thick with rounded edges.


Tavoli Serie D 300 / Tables		
	dimensioni cm. dimensions cm.	piano rivestito in laminato plastico bordo ABS sp. 3 mm. plastic laminate covered top, ABS border 3 mm.
Tavolo quadrato Square table	90x90x78h 100x100x78h	D 315 D 316
Tavolo rettangolare Rectangular table	90x60x78h 120x60x78h	D 317 D 318
Gambe smontabili verniciate Ø 60 mm. Demountable epoxy gloss finish legs Ø 60 mm.	-	standard
Gambe smontabili in acciaio cromato Ø 60 mm. Demountable chrome plated legs Ø 60 mm.	-	AC

L'azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune.

The Company reserves the right to introduce all the technical and/or aesthetical modifications deemed necessary to their products, without prior notice.



Un partner dei
vostri successi...



Via Siria, 24
00179 Roma (RM)
Tel.: +39 06 94844575
Tel. & Fax: +39 06 31075700
info@mesmedicalsolutions.com
www.medicalengineeringsolutions.com

